



BENDAGGI

Applicare il Bendaggio **iSol** specifico in base all'ineestetismo da trattare, avvolgere partendo dalla caviglia o dal ginocchio cercando di non lasciare spazi scoperti.



cod. 9012 - Elettrodi in Silicone • cod. 9045 Fascia in para (varie misure)

ELETTRO RIMODELLAMENTO

Applicare gli elettrodi in gomma conduttiva seguendo gli schemi di posizionamento indicati sul manuale.



cod. 9435 Panta Presso

PANTA PRESSO

Far indossare un Panta-presso in cartene al fine di proteggere le fasce infrarosso dal prodotto cosmetico.



SLIMBAND

A questo punto avvolgere le *Slimband*, precedentemente preparate sul lettino.



cod. 9570 Slimband Coscia • cod. 9575 Slimband Braccia • cod. 9580 Slimband Addome



cod. 9571 Slimband Coscia • cod. 9576 Slimband Braccia • cod. 9581 Slimband Addome

PROGRAMMA

Azionare il programma prescelto ed effettuare la regolazione dei parametri in base alla tolleranza della cliente.

LUCI LED

Le luci LED, interne alle nuove fasce Slimband per Infra-rosso, ampliano lo spettro di frequenza delle fasce stesse, esaltando l'effetto di calore e generando una piacevole sensazione di relax.



cod. 9034-3 Manipolo Multipolare

RF MULTIPOLARE

L'apparecchiatura dotata di manipolo Radio Frequenza multipolare permette una maggior definizione del trattamento, concentrandosi sulle adiposità localizzate.



cod. 9034-2 Manipolo Bipolare

RF BIPOLARE

L'apparecchiatura dotata di manipolo Radio Frequenza bipolare permette una maggior definizione del trattamento, favorendo l'elasticità e la tonicità tessutale.

OVERLINE

ITALIA



RESOLUTION

WARM



il calore definisce la silhouette




NEW SYSTEM MODALITÀ PULSATA

Corpo rimodellato, pelle tonica, compatta, idratata, rigenerata, qualunque sia la stagione, sentirsi bene e piacersi è un'esigenza. *élite Resolution Warm* sfrutta le proprietà del calore per combattere gli inestetismi della cellulite, l'adipe e il rilassamento cutaneo e allo stesso tempo avvolge la cliente in un caldo abbraccio di benessere. *élite Resolution Warm* lavora con Radio Frequenza, Infrarosso ed Elettrostimolazione di nuova generazione, 3 tecnologie efficaci per lo snellimento del corpo che possono essere utilizzate sia individualmente che sinergicamente.


élite Resolution Warm tecnologica e innovativa. Il sistema Easy Work, che rende l'uso dell'apparecchiatura estremamente intuitivo, può essere facilmente gestito grazie al monitor touch screen, all'organizzazione dei comandi, alla grafica utilizzata per la visualizzazione delle immagini e ai filmati demo. E' disponibile anche una Memory Card che consente di registrare i dati di personalizzazione del trattamento, diventando una fedele scheda cliente.

- INFRAROSSI LUCE
- INFRAROSSI
- ELETTO MODELLAMENTO
- RADIO FREQUENZA



INFRAROSSI Azione Riducente

Uno dei migliori metodi di trasmissione del calore è l'irraggiamento infrarosso. Il trattamento riscalda piacevolmente la parte, penetrando nel tessuto adiposo, l'aumento localizzato della temperatura favorisce la vasodilatazione e quindi anche un corretto flusso veno-linfatico che agevola il drenaggio di liquidi e tossine. Grazie infatti ad una particolare lunghezza d'onda, molto selettiva, la radiazione fotobiologica emana calore solo quando raggiunge il pannicolo adiposo aumentando la temperatura e quindi l'attività enzimatica, favorendo la lipolisi locale sciogliendo i trigliceridi di deposito in acidi grassi e glicerolo, per immetterli nel settore sanguigno ed essere metabolizzati e consumati come fonte energetica dell'attività contrattile muscolare.




INFRAROSSI LUCE Azione Riducente

Le luci LED, interne alle fasce per Infrarosso, ampliano lo spettro di frequenza delle fasce stesse, esaltando l'effetto di calore e generando una piacevole sensazione di relax. I LED, di colore rosso, sono stati selezionati ad hoc per rispondere alle esigenze di sicurezza e di comfort del cliente.

NEW SYSTEM MODALITÀ PULSATA Azione Ultra Riducente




Studi scientifici hanno dimostrato che la modalità pulsata della luce (led) a precise frequenze genera una stimolazione della produzione di collagene, viaggiando più a fondo nei tessuti.



ELETTO RIMODELLAMENTO Azione Tonicante

Il trattamento produce una stimolazione muscolare per un lavoro mirato, l'apparecchiatura varia le frequenze e forme d'onda sui diversi tipi di fibre muscolari, permettendo così la perfetta adattabilità del trattamento a tutte le persone che hanno bisogno di un leggero aumento della massa muscolare e di tonificazione.




RADIO FREQUENZA Azione Elasticizzante

L'effetto bio-fisico della Radio Frequenza si basa sulla trasformazione dell'energia in calore. Aumenta il metabolismo locale, velocizza il flusso sanguigno nel microcircolo, elimina il ristagno di liquidi nei capillari, libera il tessuto interstiziale dall'ingorgo edematoso, ristabilisce la temperatura necessaria per rilanciare la lipolisi, interrompe la reazione fibrotica del sottocute, riduce il rilassamento cutaneo e gli effetti dell'inetestismo della cellulite*.

TOUCH SCREEN 10" LCD DISPLAY

CAPILLARE CONSULTAZIONE DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Permette di visualizzare immagini, programmi, dati cliente, parametri e percorsi di lavoro garantendo una consultazione capillare dei trattamenti e di tutte le funzioni.



Sinergie Mirate

MOLTEPLICI SOLUZIONI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE, CON QUESTE TECNOLOGIE ESISTONO 8 APPARECCHIATURE DIFFERENTI



- Codice Apparecchiatura
- Infrarossi Luce
- Infrarossi
- Radio Frequenza
- Elettro Rimodellamento



COD 3150/32

mm L480 x P440 x H1140 Memory Card 9465

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

Optional ○